

Hoja de modificaciones 4



Fecha modificación:	<u>09/06/2022</u>
Orden de producción:	<u>CE-16901,16902,16903 y 16904-T</u>
Plazo de entrega:	
Cliente:	<u>Tranportes Varela, s.l..</u>
Contacto:	<u>Moises y José Miguel</u>
Teléfono:	
Comercial:	Julio Miró

Ud.	Denominación	Precio unitario	Importe
	MODIFICACIÓN CISTERNA JET A1 (SIN CARGO)		
*	Cegar, por la parte interior de la cisterna, la poceta.		
	No hay que desmontar ni armario ni ningún accesorio actualmente montado.		
*	En la tubería-colector carga/descarga colocar la toma de muestras con la válvula inoxidable con mando de retorno de resorte (apolo de 1/2) con acoplamiento camlock D-100 hembra+ tapón. La toma de muestras tendrá la salida en el mismo armario de descargas.		
*	Repintar zona afectada y comprobar que esta todo "OK"		
		Total	,00

0. Técnica

- Ok
- Material stock
- Implica mod. Diseño
- Requiere compra
- Plazo:

Producción

- Implica reproceso
- Implica parada producción

Costes

Precio PVP total modificación
€

Comercial

Conforme Cliente
Precio que facturar al cliente
€ + IVA

Finanzas

- Ok